



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 2605WS0300
Report NO.

委托单位 北京六合宁远医药科技股份有限公司
Client

受测单位 北京六合宁远医药科技股份有限公司
Inspected Entity

受测地址 北京市顺义区林河大街 10 号院 10 号楼
Inspected Add.

签发日期 2026 年 06 月 10 日
Issue Date

北京奥达清环境检测有限公司
Beijing Aodaqing Environmental Test CO.,LTD.

说 明

- 1.本报告无北京奥达清环境检测有限公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2.本报告无审核、批准签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.本报告未经同意请勿复印,报告复印件未加盖北京奥达清环境检测有限公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5.本报告不得用于各类广告宣传。
- 6.如委托单位送样,本报告只对委托单位所送样品负责。
- 7.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。

地址:北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院3号楼6层601、602

业务电话:67885490

投诉电话:66551084

传真:66551046

网址: www.aodaqing.cn



北京奥达清环境检测有限公司
检 测 报 告

报告编号:2605WS0300

监测类型	废水	检测性质	委托检测
采样日期	2026. 05. 26	检测日期	2026. 05. 26-2026. 06. 01
受测单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
检测方法 & 仪器			
检测项目	检测方法	主要仪器型号及名称	仪器编号
总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4 苯二胺分光 光度法 HJ 586-2010(附录 A)	HI96734 余氯总氯比色计	QJ2404
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-5 便携式 PH 计 (ph/温度)	QJ2511
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	BSA124S-CW 电子天平 101-OAB 电热鼓风干燥箱	QF0206 QF1704
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 LRH-250 生化培养箱	QF0310 QF1603
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	(0-50)ml 酸 (碱) 滴定管	QF0103-D6 QF0103-D5
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计	QF0407
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫 酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 LX-B75L 不锈钢立式压力蒸汽 灭菌器	QF0407 FF-0134-4
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分 光光度法 GB/T 11893-1989	T6 新世纪紫外可见分光光度计 LX-B75L 不锈钢立式压力蒸汽 灭菌器	QF0405 FF-0134-4
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347. 2-2018	LRH-250 生化培养箱 LX-B75L 立式自动电热压力蒸 汽灭菌器 LRH-250 生化培养箱	QF1605 FF-0134-3 QF1601
三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	GC-2030 气相色谱仪	QF1112
挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE GC-MS 气相色谱/质谱联用仪	QF1107
备注	本报告中所涉及的仪器均为我公司自有。		



北京奥达清环境检测有限公司
检 测 报 告

报告编号:2605WS0300

样品编号		2605WS030026001	
采样地点、时间		DW001 17:16	
样品描述（颜色/气味/性状）		近无色、近无味、近透明	
检测项目	单位	检测结果	
总氯	mg/L	0.06	
pH 值	无量纲	7.8（18.8℃）	
悬浮物	mg/L	<5	
五日生化需氧量	mg/L	1.3	
化学需氧量	mg/L	5	
氨氮	mg/L	0.179	
总氮	mg/L	5.88	
总磷	mg/L	0.24	
粪大肠菌群	MPN/L	<20	
三氯甲烷	μ g/L	<0.02	
挥发性有机物	二氯甲烷	μ g/L	25.7
	甲苯	μ g/L	<1.4
备注		总氯即总余氯。	

*****报告结束*****



编 制:

审 核:

签 发:

